

PERMEATIONS-MESSGERÄTE

OPTIONALES ZUBEHÖR

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer MOCON Permeationsmessgeräte

Wechselkassetten für flache Proben wie Folien oder Papiere

Erhöhen Sie die Effektivität Ihrer Messgeräte mit zusätzlichen Folienkassetten oder erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten.

Zusätzliche Folienkassette 50 cm²

- vereinfachte Probenvorbereitung außerhalb des Messgerätes
- einsetzbar für OTR- und WVTR-Messungen
- mit TruSeal-Technologie für verbesserte Seitenabdichtung und Wiederholgenauigkeit
- zusätzliche Kassetten erhöhen den Durchsatz



Folienkassette mit reduzierter Messfläche von 5,64 cm²

- erweitert die obere Messgrenze des Gerätes um den Faktor 9
- ersetzt selbstklebende Einwegmasken
- Eliminiert Fehler aufgrund schlechter Haftung der Einwegmasken
- verbesserte Reproduzierbarkeit
- einsetzbar für OTR- und WVTR-Messungen
- mit TruSeal-Technologie für verbesserte Seitenabdichtung und Wiederholgenauigkeit



Edge Effect-Kassette 50 cm²

- Anwendung: beschichtete Papiere oder Kartons
- Seitliche Abdichtung der Proben verhindert Eindringen der Raumluft
- einsetzbar für OTR- und WVTR-Messungen



Wechselkassetten und Adapter

Externe Folienmesszellen 50 cm²

- Messung von Folien in Klimakammern
- geeignet für Messungen bei hohen Temperaturen
- optional für WVTR-Messungen bei 100 % RH
- einsetzbar für OTR- und WVTR-Messungen



Adapterkassette zum Anschluss externer Folienmesszellen oder von Verpackungen

- Der Adapter wird anstelle der Folienkassette in die Schublade eingelegt.
- Set bestehend aus zwei Adaptern, einer Schublade und einer Frontblende



Wechselkassette für Kontaktlinsen

- mit Halter für Kontaktlinsen
- Befeuchtung mittels Schwamm für Messungen bei 100 % RH



Wechselkassette/Adapter	geregelte Feuchte	100% RH
Folienkassette 50 cm ²	051-810	052-045
Folienkassette 5,64 cm ²	052-122 einzeln, 052-405 (Paar)	052-130 einzeln, 052-404 (Paar)
Edge Effect-Kassette 50 cm ²	052-179 einzeln, 052-339 (Paar)	052-186 einzeln, 052-340 (Paar)
Externe Messzelle 50 cm ²	051-585 (offener Boden)	050-655 (geschlossener Boden)
Packungsadapterkassette (Set)	054-030	-
Kontaktlinsenkassette (Set)	-	052-505(OX-TRAN)
passend für:	OX-TRAN 2/12, OX-TRAN 2/22 PERMATRAN-W 3/34, AQUATRAN 3	PERMATRAN-W 3/34, AQUATRAN 3

Adapterkassetten für Verpackungen und sonstige Hohlkörper

Ein breite Auswahl verschiedener Adapterkassetten schafft maximale Flexibilität. Unterschiedlichste Verpackungen lassen sich einfach und schnell, teilweise ohne Kleben vorbereiten und an den jeweils passenden Adapterkassetten anbringen. Die patentierte TruSeal-Technologie sorgt dabei für eine optimale Abdichtung und somit für hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit.

Universaladapterkassette 80 cm²

- für starre Verpackungen
- Packungsmuster werden auf Einwegfolien geklebt.
- Die Einwegfolie wird in die Adapterkassette geklemmt.
- Das mühsame und zeitraubende Entfernen des Klebers nach der Messung entfällt.
- Die TruSeal-Technologie erhöht die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messungen.



Vertikale Adapterkassetten für Schalen

- für große schalenförmige Verpackungen (20,3 cm x 31,75 cm)
- Die Schalen werden auf Einwegfolien geklebt.
- Die Einwegfolie wird in die Adapterkassette geklemmt.
- Das mühsame und zeitraubende Entfernen des Klebers nach der Messung entfällt.
- Die TruSeal-Technologie erhöht die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messungen.



Adapterkassette für flexible Verpackungen

- Die Beutel erhalten durch Stanzen ein definiertes Loch und werden anschließend festgeklemmt.
- Kleben und anschließendes Entfernen des Klebers entfällt.
- Die vertikale Anordnung ist platzsparend und erhöht die Flexibilität.
- Die TruSeal-Technologie erhöht die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messungen.



Adapterkassette zur Verwendung von Rohrleitungen

- Universeller Adapter zum Anschluss beliebiger Hohlkörper wie z.B. kompletter Verpackungen einschließlich Verschluss, Solarzellen o.a. mittels 1/8 Zoll Metallrohren.



Adapterkassetten für Verpackungen und sonstige Hohlkörper

Adapterkassetten für K-Cups

- Fixieren von Kaffeekapseln (K-Cups) ohne Kleber
- bis zu 10 K-Cups je Adapterkassette
- Abdeckungen zur optionalen Reduktion der Probenanzahl
- schnelle Probenvorbereitung
- hohe Genauigkeit



Folienkassette

- ermöglicht die Messung von Folien in einem Messgerät, das eigentlich für Verpackungen entwickelt wurde
- 50 cm² Messfläche
- TruSeal-Technologie zur Minimierung äußerer Einflüsse



PackRack für 2 Adapterkassetten

- Ermöglicht die Verwendung der Adapterkassetten mit 2-Zellen-Messgeräten
- pneumatische Fixierung der Adapterkassetten
- TruSeal-Technologie
- optionales Gestell zur Platzierung des PackRacks über dem Permeationsmessgerät



Adapterkassette	Artikelnummer einzeln	Artikelnummer 4er-Set
Universaladapterkassette 80 cm ²	052-721	054-036
Vertikale Adapterkassette für Schalen	052-703 rechts, 052-704 links	054-039 - 2 rechts & 2 links
Adapterkassette für flexible Verpackungen	052-706	054-038 mit Lochstanze
Adapterkassette zur Verwendung von Rohrleitungen	052-705	054-037
Adapterkassette für K-Cups	054-033	054-042
Folienkassette	052-737	-
Geeignete Gerätemodelle:	OX-TRAN 2/40, PackRack, AQUATRAN 3/40	OX-TRAN 2/40, PackRack, AQUATRAN 3/40

AMETEK MOCON bietet eine breite Auswahl unterschiedlicher Permeationsmessgeräte und vielfältiges Zubehör. Informieren Sie sich unter www.ametekmocon.com oder kontaktieren Sie uns unter +49 2631 3933 0 oder info.de.mocon@ametek.com.